

Er / Mittausedulle ylityy: Mittaa hiljaa uudelleen. Mikäli virhe tapahtuu edelleen, palauta laite paikalliselle jälleenmyyjälle tai huoltoon.

Mansetit painonmittaukseen.

Mansetintunnistin

Mikäli mansetti on kiedottu liian löysälle, se voi aiheuttaa epäluotettavia mittaustuloksia. ”Mansetintunnistin” voi auttaa määrittämään, onko mansetti kiedottu tarpeeksi tiukalle. Erityinen kuvake ilmenee näytölle, mikäli mittauksen aikana on havaittu ”löysä mansetti”. Muuten erityinen kuvake ilmenee, mikäli mansetti on kiedottu oikein mittauksen aikana.

Mansetit painonmittaukseen.

Liikkeentunnistin

”Liikkeentunnistin” auttaa käyttäjää muistamaan paikallaan pysymisen ja se ilmoittaa havaitsemastaan liikkeestä mittauksen aikana. Erityinen kuvake ilmestyy näytölle, kun mittauksen aikana tai sen jälkeen on havaittu ”kehon liikkeitä”. Huomio: On erittäin suositeltavaa mitata uudelleen, mikäli kuvake tulee näkyviin.

Mansetit painonmittaukseen.

Vieras-tila

Tässä mittarissa on yksittäisen mittauksen toiminto, jota ei tallenneta. Paina Käyttäjän vaihto-painiketta valitaksesi vieraan muistitilan ja noudata mittaamenetelmää ottaaksesi oikeanlaisen mittauksen. Kun mittaus on valmis, mittauksen arvoa ei säilytetä muistialueella.

Mansetit painonmittaukseen.

Verenpainetautien riski-indikaatio (HRI)

Maailman Terveysjärjestö luokittelee verenpainalueet 6 eri luokkaan. Tässä laitteessa on innovatiivinen verenpaineen riski-indikaattori, joka näyttää visuaalisesti oletetun riskitason (optimaalinen/normaali/korkea/normaali/ tason 1 verenpainetauti/ tason 2 verenpainetauti/tason 3 verenpainetauti) jokaisen mittauksen jälkeen.

Mansetit painonmittaukseen.

Rytmihäiriöntunnistin (ARR)

Rytmihäiriöt ovat epäsäännöllisiä sydämenlyöntejä – sydän saattaa lyödä liian nopeasti (takykardia), liian hitaasti (bradykardia), liian aikaisin (lisälyöntisyys) tai liian epäsäännöllisesti (fibrillaatio). Tässä laitteessa on Rytmihäiriöntunnistin, jonka avulla epäsäännöllisiä sydämenlyöntejä omaavat henkilöt saavat tarkkoja mittauksia, jotka hälyttävät epäsäännöllisestä sydämensykkeestä mittauksen aikana.

Mansetit painonmittaukseen.

AC-adapterin käyttö (valinnainen)

- Yhdistä AC-adapteri AC-adapterin pistokkeeseen laitteen oikealla puolella.
- Työnnä AC-adapteri pistokkeeseen. (AC-adapterit vaaditulla jännitteellä ja virralla on merkitty AC-adapterin pistorasian läheisyyteen).

Huomio:

- Otathan patterit pois, kun käytät laitetta AC-tilassa pidemmän aikaa. Patterien jättäminen paikoilleen pidemmäksi aikaa voi aiheuttaa vuotoja, jotka voivat johtaa laitteen vahingoittumiseen.
- Pattereita ei tarvita, kun laitetta käytetään AC-tilassa.
- AC-adapterit ovat valinnaisia. Otathan yhteyttä jälleenmyyjään saadaksesi yhteensopivia AC-adaptereita.
- Käytä vain valtuutettuja AC-adaptereita tämän verenpainemittarin kanssa. Saadaksesi lisää tietoa valtuutetuista AC-adaptereista, katso LIITE 1.

Mansetit painonmittaukseen.

Patterien asentaminen

- Paina alas ja nosta patterisuoja nuolen suunnan mukaisesti avatakseesi patteriosaston.
- Asenna tai vaihda 4 ”AAA”-koon patteria patteriosastolle siellä olevien merkintöjen mukaisesti.
- Vaihda patterisuoja napauttamalla ensin alakoukkuja ja työnnä sitten patterisuojaa ylöspäin.
- Vaihda patterit pareittain. Poista patterit, kun laitetta ei tulla käyttämään pidempään aikaan.

Vaihda patterit, mikäli:

- Patterit lopussa- merkki näkyy näytöllä.
 - Näytöllä ei näy mitään, kun ON/OFF/START-painiketta painetaan.
- Huomautus:
- Patterit ovat ongelmajätettä. Älä hävitä niitä yhdessä kotitalousjätteiden kanssa.
 - Laitteen sisällä ei ole osia, joita käyttäjän tarvitsisi huoltaa. Pattereiden tai vanhojen patterien aiheuttamat vahingot eivät kuulu takuuseen.
 - Käytä merkkipattereita. Korvaa aina kaikki patterit kerralla.
- Käytä saman merkin ja saman tyypin pattereita

Mansetit painonmittaukseen.

Mansetin paikoilleen asettaminen

- Irrota mansetti ja jätä sen pää niin, että se kulkee mansetin D-renkaan läpi.
 - Aseta vasen käsivartesi mansetin läpi. Värimerkin pitäisi olla sinua kohti ja putken tulisi olla käsivartiasi kohti (kuva 1). Käännä vasen kämmenesi ylöspäin ja aseta mansetin reuna noin 1.5-2.5 cm kyynärtaipeen sisäpuolen yläpuolelle (kuva 2). Kiristä mansetti vetämällä sen päästä.
 - Aseta putki käsivaren keskiosan päälle. Paina koukku ja silmukkaa yhteen tiukasti. Jätä mansetin ja käsivartesi väliin 2 sormen verran tilaa. Aseta suonimerkintä (Ø) päävaltimon päälle (käsivarren sisäpuolella) (Kuvat 3,4).
- Huomio: Etsi päävaltimo painamalla 2 sormella noin 2cm kyynärtaipeesi yläpuolelta vasemman käsivartesi

sisäpuolelta. Etsi kohta, jossa pulssi tuntuu vahvimmin. Tämä on päävaltimosi.

- Kiinnitä mansetin liitinputki laitteeseen (kuva 5).
- Aseta käsivartesi pöydälle (kämmen ylöspäin) niin, että mansetti on samalla korkeudella kuin sydämesi. Varmista, että putki ei ole kiertynyt (kuva 6).
- Tämä mansetti sopii käyttöösi, mikäli nuoli osuu kiinteään väriviivaan oikealla olevan mukaisesti (kuva 7). Mikäli nuoli osuu väriviivan ulkopuolelle, tarvitset erikokoisen mansetin. Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi erikokoisia mansetteja

Mansetit painonmittaukseen.

Mittausmenetelmät

Tässä on muutamia hyödyllisiä vinkkejä tarkempien mittausten saamiseen:

- Verenpaine muuttuu jokaisen sydämenlyönnin kohdalla ja se vaihtelee jatkuvasti päivän aikana.
- Verenpainemittauksiin voivat vaikuttaa käyttäjän asento, fyysinen kunto ja muut tekijät. Jotta tulokset olisivat mahdollisimman tarkkoja, odota yksi tunti urheilemisen, kylpemisen, syömisten, alkoholi- ja kofeiiniptoisten juomien juomisen tai tupakoinnin jälkeen, ennen kuin mittaat verenpaineen.
- On suositeltavaa, että istut hiljaa ainakin 5 minuuttia ennen mittaamista, jotta mittaus otetaan rentoutuneessa tilassa, jolloin mittaukset ovat tarkempia. Sinun ei tulisi olla fyysisesti väsynyt tai uupunut mittaamisen aikana.
- Älä ota mittauksia, jos olet stressaantunut tai jännittynyt.
- Älä puhu tai liikuta käsivarttasi tai käsiilahksiasi mittauksen aikana.
- Ota verenpaineesi normaalissa ruumiinlämpötilassa. Mikäli sinulla on kylmä tai kuuma, odota hetki ennen mittauksen ottamista.
- Mikäli mittaria säilytetään hyvin alhaisessa lämpötilassa (lähes jäisessä), laita se lämpimään paikkaan vähintään tunniksi ennen käyttöä.
- Odota 5 minuuttia ennen seuraavaa mittausta.

- Paina Käyttäjän vaihto-painiketta valitaksesi muistialueen 1, muistialueen 2 tai vieras-tilan. Kun muistialue on valittu, paina ON/OFF/START-painiketta nollataksesi mittarin, jotta se voi alkaa mittaamaan valitulla muistialueella.
- Paina ON/OFF/START-painiketta. Kaikki näytön kuvakkeet vilkkuvat ja näytön toimintoja tarkistetaan. Tarkistusprosessi kestää 2 sekuntia.
- Kun kaikki symbolit ovat näkyvissä, näytöllä vilkkuu merkki "0". Mittari on valmis mittaamaan ja se täyttää mansetin automaattisesti mittauksen aloittamiseksi.
- Kun mittaus on valmis, mansetti tyhjentää sisällä olevan paineen. Systolinen verenpaine, diastolinen verenpaine ja pulssi näkyvät LCD-näytöllä yhtä aikaa. Mittaus tallennetaan sitten automaattisesti ennalta määritettyyn muistiin. Tämä laite täyttyy uudelleen automaattisesti noin lukemaan 220 mmHg, mikäli järjestelmä havaitsee, että kehosi tarvitsee enemmän painetta verenpaineesi mittaamiseen.

- Huomio: 1. Tämä laite sammuu automaattisesti noin 1 minuutti viimeisen painikkeen painalluksen jälkeen. 2. Mikäli haluat keskeyttää mittauksen, paina vain ON/OFF/START-painiketta tai Muisti-painiketta; mansetti tyhjenee välittömästi. 3. Älä puhu tai liikuta käsivarttasi tai käsiilahksiasi mittauksen aikana.

Mansetit painonmittaukseen.

Arvojen etsiminen muistista

- Mittarissa on kaksi muistialuetta (1 ja 2). Kumpikin alue pystyy tallentamaan 60 mittausta.
 - Lukeaksesi valitussa muistissa olevia arvoja, paina Käyttäjän vaihto-painiketta valitaksesi muistialueen (1 tai 2), josta haluat etsiä arvoja. Paina Muisti-painiketta. Ensimmäinen näytetty lukema on viimeisen 7 päivän aamulukemien keskiarvo.
 - Jatka Muisti-painikkeen painamista näyttääksesi 3 edellistä muistiin tallennettua muistia ja viimeisen tallennetun mittauksen. Jokaisessa mittauksessa on muistijrjestysnumero.
- Huomio: Muistiin voidaan tallentaa jopa 60 lukemaa. Kun muistikapasiteetti ylittää 60 lukemaa, vanhimmat tiedot korvataan uudella tallenteella
- Huomio: AM tarkoittaa 04:00 AM- 11:59 AM
- Huomio: PM tarkoittaa 06:00 PM- 02:00 AM
- Arvojen pyyhkiminen muistista
- Paina Käyttäjän vaihto-painiketta valitaksesi muistialueen 1 tai muistialueen 2.
 - Paina ja pidä Muisti-painiketta pohjassa noin 5 sekunnin ajan. Silloin muistialueen tiedot voidaan poistaa automaattisesti.

Mansetit painonmittaukseen.

Aika ja Bluetooth -tunnistus

- Mittarin päivämäärän / ajan / Bluetoothin asettaminen paristojen asentamisen tai vaihdon jälkeen. Näytössä näkyy vilkkuva numero, joka osoittaa vuoden.
- Vaihda vuosi painamalla muistinäppäintä. Jokin painallus lisää lukua. Vahvista syöttö painamalla ON / OFF / START -painiketta, jolloin näyttöön tulee vilkkuva numero, joka näyttää päivämäärän.
- Muuta päivämäärä, tunnint ja minuutit vaiheessa 2 kuvatulla tavalla. Tee muutokset käyttämällä muistinäppäintä ja vahvista arvot ON / OFF / START -painikkeella.
- Päivämäärän ja kellonajan asettamisen jälkeen Bluetooth -symboli ja vilkkuva ”päällä” -kuvake tulevat näyttöön. Valitse muistinäppäimellä, onko tiedonsiirto aktivoitu (Bluetooth -

symboli + päällä) vai deaktivoitu (Bluetooth -symboli + of) ja vahvista painamalla ON / OFF / START -painiketta.

- Kun verenpainemittari on valmis mittaamaan uudelleen, ”0” ilmestyy uudelleen näyttöön.


Mansetit painonmittaukseen.

Tiedonsiirto Bluetoothin kautta

Yhdistä painemittari älypuhelimeen.

Käy osoitteessa http://www.rossmax.com ennen ensimmäistä käyttöä.

- Lataa ja asenna APP älypuhelimeesi.
- Pariliitä laite älypuhelimeesi noudattamalla puhelimen näytön ohjeita.
- Pariliitoksen muodostamisen jälkeen Bluetooth -symboli näkyy laitteen näytössä ja vilkkuu, kunnes tiedot siirretään laitteesta sovellukseen.
- Jos pariliitos ei onnistu, Bluetooth -symboli ei näy näytöllä eikä mittaustietoja siirretä automaattisesti puhelimen APP -sovellukseen.



Mansetit painonmittaukseen.

Tiedonsiirto tietokoneelle

Rossmax tarjoaa ilmaisen, integroidun ja käyttäjäystävällisen verenpaineen hallintaohjelmiston, joka voidaan ladata ja asentaa tietokoneellesi. Voit ostaa erityisesti suunnitellun USB-johdon yhdistääksesi Rossmax-verenpainemittarin tietokoneeseesi. Vierailthan sivustollamme osoitteesta http://www.rossmax.com ladataksesi ja asentaaksesi ohjelman.

Mansetit painonmittaukseen.

Vianetsintä

Mikäli käytön aikana ilmenee poikkeavuuksia, tarkistathan seuraavat asiat:

Oireet	Tarkastettavat asiat	Korjaus
Näytöllä ei näy mitään, kun ON/OFF/STA RT-painiketta painetaan	Ovatko patterit lopussa? <p>Ovatko patterien navat oikeinpäin?</p>	Korvaa patterit kahdella uudella patterilla. <p>Laita patterit uudelleen paikoilleen oikeisiin asentoihin.</p>
EE-merkintä näkyy näytöllä tai verenpainearv o on erittäin alhainen (korkea)	Onko mansetti oikein paikoillaan? <p>Puhuitko tai liikuitko mittauksen aikana?</p> <p>Piditkö ranteen vakaana mittauksen aikana mansetti päällä?</p>	Kiedo mansetti oikeaan asentoon. <p>Mittaa uudelleen. Pidä ranne vakaana mittauksen aikana.</p>


Huomio: Mikäli laite ei vieläkään toimi, palauta se jälleenmyyjällesi. Älä missään tapauksessa pura ja korjaa laitetta itse.

Huomioita


- Laite sisältää korkean tarkkuuden kokoonpanoja. Vältä siis äärimmäisiä lämpötiloja, kosteutta ja suoraa auringonvaloa. Vältä laitteen pudottamista tai rajuja ravistelua. Suojaa pölyltä.
- Puhdista verenpainemittarin runko ja mansetti huolellisesti hieman kostealla, pehmeällä liinalla. Älä paina. Älä pese mansettia tai käytä kemiallisia puhdistusaineita. Älä koskaan käytä tinneriä, alkoholia tai bensiiniä puhdistusaineena.
- Vuotavat patterit voivat vahingoittaa laitetta. Poista patterit, kun laitetta ei tulla käyttämään pidempään aikaan.
- Lasten ei tule käyttää laitetta vaarallisten tilanteiden välttämiseksi.
- Mikäli laitetta säilytetään lähes jäisessä lämpötilassa, anna sen mukautua huoneenlämpöön ennen käyttöä.
- Tätä laitetta ei voi huoltaa itse. Älä käytä mitään työkalua laitteen avaamiseen tai yritä säätää mitään laitteen sisällä. Mikäli sinulla on ongelmia, otathan yhteyttä liikkeeseen tai lääkäriin, jolta ostiit laitteen, tai ota yhteyttä Rossmax International Ltd:hen.
- Kuten kaikissa oskillometrisiä mittaustoimintoja käyttävissä verenpainemittareissa on ongelmana, laitteelle voi olla vaikeaa havaita oikeaa verenpainetta henkilöiltä, joille on diagnosoitu yleinen rytmihäiriö (suonien tai kammion ennenaikaiset lyönnit tai eteisvärinä), diabetes, huono verenkierto, munuaisongelmia tai sydänkohtauksesta kärsiviltä henkilöiltä, tai tajuttomilta henkilöiltä.
- Lopettaaksesi mittauksen milloin tahansa, paina ON/OFF/START-painiketta ja mansetissa oleva ilma tyhjenee nopeasti.
- Kun täytyminen saavuttaa Lukeman 300 mmHg, laite alkaa tyhjentyä nopeasti turvallisuusyistyä.
- Huomaathan, että tämä on ainoastaan kotihoitotuote eikä sen ole tarkoitus korvata lääkärin tai terveysalan ammattilaisen neuvoja.
- Älä käytä tätä laitetta minkään sairauden tai terveysongelman diagnosointiin tai hoitoon. Mittaustulokset ovat vain viitteellisiä. Käy terveysalan ammattilaisella tulkitaksesi painemittauksia. Ota yhteyttä lääkäriin, mikäli epäilet sinulla olevan jokin sairaus. Älä vaihda lääkitystä kysymättä lääkäriltäsi tai terveysalan ammattilaiselta.
- Elektromagneettinen häiriö: Laite sisältää herkkiä elektronisia komponentteja. Vältä vahvoja sähköisiä tai

elektromagneettisia kenttiä laitteen läheisyydessä (esim. Matkapuhelimet, mikroaaltouunit). Nämä voivat johtaa mittauksen tarkkuuden väliaikaiseen häiriöön.

- Patterien, komponenttien ja lisävarusteiden hävitys tulee suorittaa paikallisten säädösten mukaisesti.
- Tämä mittari ei välttämättä täytä suoritusmääritelmiä, mikäli se säilytetään tai sitä käytetään ukolämpötiloissa tai määritelmien ulkopuolisessa kosteudessa.
- Huomaathan, että täytytyessä kyseisen raajan toiminnot saattavat vaikeutua.
- Verenkiertoa ei saa pysäyttää verenpainemittauksen ajaksi liian pitkäksi aikaa. Mikäli laitteeseen tulee häiriö, poista mansetti käsivarresta.
- Vältä mekaanisia rajoitteita, puristusta tai mansetin taittumista.
- Älä päästä mansettiin jatkuvaa painetta tai älä tee mittauksia jatkuvasti. Siitä aiheutuva verenkierron rajoittuminen voi aiheuttaa loukkaantumisen.
- Varmista, että mansetti ei ole käsivarressa, jonka valtimot ja suonet ovat lääketieteellisessä hoidossa, kuten suonensisäisessä hoidossa tai yhteydessä, tai esimerkiksi jos käsivarressa on valtimo-laskimofisteli.
- Älä käytä mansettia henkilöllä, joka on ollut rinnanpoistoleikkauksessa.
- Älä aseta mansettia haavojen päälle, sillä se voi aiheuttaa uuden loukkaantumisen.
- Käytä ainoastaan mittarin mukana tulleita mansetteja tai alkuperäisiä korvaavia mansetteja. Muuten mittari antaa virheellisiä tuloksia.
- Patterit voivat olla nieltäessä tappavia. Säilytä siis patterit ja tuotteet poissa pienten lasten ulottuvilta. Mikäli patteri joutuu niellyksi, soita välittömästi lääkäriille.

Määritelmät	
Mittausmenetelmä	Oskillometrinen
Mittauksen painealue	30–260 mmHg; Pulssi: 40–199 lyöntiä/minuutti
Paineen tarkkuus	±3 mmHg; Pulssi: ±5% lukemasta
Paineanturi	Puolijohde
Täyttöminen	Pumpulla
Tyhjentyminen	Automaattinen paineen vapautusventtiili
Muistikapasiteetti	60 muistia per muistialue x 2 aluetta
Automaattinen sammutus	1 minuutti viimeisen painiketoiminnon jälkeen
Käyttöympäristö	10 °C–40 °C(50 F–104 F); 15%–85% RH; 700–1060 hPa
Varastointi- ja kuljetusympäristö	-10 °C–60 °C(14 F–140 F); 10%–90% RH; 700–1060 hPa
DC-virtalähde	DC 6V neljä AAA-patteria
AC-virtalähde	DC 6V, ≥600mA (pistokkeeen koko: ulompi (-) on Ø4.0, sisempi (+) on Ø1.7)
Mitat	96 (P) X 139,7 (L) X 63,2 (K) mm
Paino	248,6 g (G.W.) (ilman pattereita)
Ranteen ympärysmitta	24.5–40 cm (9.4”–15.7”)
Rajoitetut käyttäjät	Aikuiset käyttäjät
	Tyyppi BF; Laite ja mansetti on suunniteltu antamaan erityistä suojaa sähköiskuilta
IP-luokitus	IP21, Suojaus veden ja pienhiukkasten pääsyä vastaan

* Määritelmiä voidaan muuttaa ilmoittamatta etukäteen



VAROITUS: Tämä symboli tässä tuotteessa tarkoittaa, että kyseessä on elektroninen tuote ja Euroopan direktiivin 2012/19/EU mukaisesti elektroniset tuotteet tulee hävittää paikallisella kierrätyspisteellä turvallisuuden vuoksi.